

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Stathmina 1 (S25) Para Wb, Elisa - P16949

Número do item: CM0001203

introdução

Anticorpo monoclonal fosfo-específico de coelho direcionado à Stathmina 1 (S25) para WB e ELISA, reconhecendo humano e rato. Adequado para estudos de dinâmica de microtúbulos, regulação do ciclo celular e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Stathmina 1-S25
Observações/Apelido	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Stathmina 1-S25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S25 da Stathmina 1 humana (NP_005554.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Remessa	Saco de Gelo