

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Estathmina 1 (Ser16) Para Wb E Elisa - P16949

Número do item: CM0000620

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-Estathmina 1 (Ser16) validado para western blot (WB) e ELISA. Detecta a Estathmina 1 humana e de murino, uma fosfoproteína desestabilizadora de microtúbulos crítica para a neurogênese e frequentemente superexpressa na leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Estathmina 1-S16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Estathmina 1-S16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S16 da Estathmina 1 humana (NP_001138926.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P16949
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo