

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Estatmina 1 (Ser25) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Número do item: CM0001090

introdução

Validado para Western blot, IHC-P e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho detecta fosfo-estatmina 1 (Ser25) endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando pesquisas sobre câncer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Estatmina 1-S25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Estatmina 1-S25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3925
ID do Gene	3925
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S25 da estatmina 1 humana (NP_005554.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16949
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo