

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Sting1 (Ps366) Para Wb, Elisa - Q86Wv6

Número do item: CM0001989



introdução

Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb detecta a proteína STING1 endógena quando fosforilada em Ser366. Adequado para WB e ELISA, este anticorpo é uma ferramenta crítica para o estudo de sinalização imune inata, via cGAS-STING e interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	340061
ID do Gene	340061
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S366 da STING1 humana (NP_938023.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86WV6
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo