


Anti-Fosfo-Stk11-T189 Rabbit Pab Para Wb - Q15831

Número do item: CM0001659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta a fosforilação em T189 do STK11 (LKB1) humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização AMPK, supressão tumoral e polaridade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STK11-T189 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-T189
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6794
ID do Gene	6794
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T189 do STK11 humano (NP_000446.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15831
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo