

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Stk3/Mst2-T384 Para Wb, Elisa - Q13188

Número do item: CM0001335



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Thr384 fosforilado da STK3/MST2 humana. Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e sinalização da via Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STK3/MST2-T384 Rabbit pAb
Observações/Alias	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T384
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6788
ID do Gene	6788
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da T384 da STK3/MST2 humana (NP_006272.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13188
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo