

## Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Stk3/Stk4-T180/T183 Para Wb E Elisa - Q13188 / Q13043

Número do item: CM0001696



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade específico para STK3/STK4 fosforilado em T180/T183, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização Hippo, apoptose e biologia do centríolo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-STK3/STK4-T180/T183 Coelho pAb                                                                           |
| Observações/Apelido | KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 6788/6789                                                                                                      |
| GeneID              | 6788/6789                                                                                                      |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético   Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T180 do STK3/STK4 humano STK3 (NP_006272.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                       |
| SWISS               | Q13188/Q13043                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                   |