

Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Syk-Y323 Para Wb, Elisa - P43405

Número do item: CM0001609



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Syk humano fosforilado em Tyr323. Validado para Western blot e ELISA; detecta uma banda de 72 kDa. Não apresenta reação cruzada com outras espécies. Adequado para pesquisa de sinalização de células B e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Syk-Y323 Coelho pAb
Observações/Alias	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y323
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y323 do Syk humano (NP_003168.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo