

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Syk (Y525/526) Para Wb E Elisa - P43405

Número do item: CM0000838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação contra SYK humana fosforilada em Tyr525/526. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células B, imunidade inata e atividade de quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Syk-Y525/526 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y525/526
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6850
GeneID	6850
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y525 e Y526 de Syk humana (NP_003168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envio	