

Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Sinapsina-1 (Ser9) Para Wb E Elisa - P17600

Número do item: CM0001262

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Synapsina-1 fosforilada em Ser9. Validado para WB e ELISA, reconhece as espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego de vesículas sinápticas e liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-SYN1-S9 Coelho pAb
Observações/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Fosfo-SYN1-S9
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6853
GeneID	6853
Imunógeno	Peptídeo sintético — Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S9 do SYN1 humano (NP_008881.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17600
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo