


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tak1-S439 Para Wb - O43318

Número do item: CM0000553



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-TAK1-S439 validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Projetado para estudar sinalização MAPK, ativação de NF- κ B e respostas ao estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Principal	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-TAK1-S439
Observações/Apelido	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Fosfo-TAK1-S439
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S439 do TAK1 humano (O43318)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43318
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo