

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau (S396) Para Wb, Elisa - P10636

Número do item: CM0001451



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-Tau (S396) para detecção da proteína tau fosforilada, validado em WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, adequado para pesquisa em neurodegeneração e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-S396 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-S396
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S396 da tau humana (NP_005901.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo