

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-S404 Para Wb E Elisa - P10636

Número do item: CM0001446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-Tau-S404 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece a Tau fosforilada humana, de camundongo e de rato na posição S404. Ideal para pesquisa em doenças neurodegenerativas e desenvolvimento de ensaios para DII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-S404 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-S404
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S404 da Tau humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo