

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau (Ser416) Para Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

Número do item: CM0001732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Tau humana fosforilada em Ser416. Validado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Detecta MAPT humano, de rato e camundongo. Para pesquisa em neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-Ser416 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-Ser416
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S416 da Tau humana (NP_005901.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de Gelo