

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Tau (T205) Para Wb, Ihc-P, If - P10636

Número do item: CM0001241



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Tau fosforilada (T205). Validado para WB, IHC-P, IF e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre doença de Alzheimer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-T205 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T205
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de T205 da Tau humana (NP_001190181.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79 kDa
Envio	Saco de gelo