

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau (T205) Para Wb, Elisa - P10636

Número do item: CM0001678



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-Tau (T205) validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta tau humana, de rato e de camundongo fosforilada na treonina 205. Ideal para pesquisas sobre Alzheimer e tauopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-T205 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T205
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T205 da Tau humana (NP_001190181.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo