

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-T212 Para Wb E Elisa - P10636

Número do item: CM0001718



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Tau humana fosforilada em T212. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudar a dinâmica dos microtúbulos, a polaridade neuronal e as tauopatias, incluindo a doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-T212 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T212
Espécie	Humano
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao T212 da Tau humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo