

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-T217 (Pab) Para Wb, Elisa - P10636-5

Número do item: CM0001504

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Tau-T217 (pAb) para WB, ELISA. Detecta Tau fosforilada em T217 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de Alzheimer e tauopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-Tau-T217
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T217
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunogênio	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T217 da Tau humana (NP_001190181.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10636-5
Peso Proteico	32-45kDa/78-80kDa
Envio	Saco de Gelo