

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Tau-T231 Para If-P, Elisa - P10636

Número do item: CM0000788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-Tau-T231 validado para IF-P e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Tem como alvo a Treonina 231 fosforilada da Tau (P10636), fundamental em pesquisas sobre doença de Alzheimer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-T231 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T231
Espécie	Humano
ID do Gene	4137
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do T231 da Tau humana (P10636).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo