


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-Thr212/Ser214 Para Wb, Elisa - P10636

Número do item: CM0000467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Tau humano fosforilada (Thr212/Ser214), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com Tau de rato. Ideal para pesquisa de Alzheimer e neurodegeneração. Peso proteico ~79 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Tau-Thr212/Ser214
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-Thr212/Ser214
Espécie	Humano
GeneID	4137 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de T529 & S531 da Tau humana (NP_058519.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P10636
Peso Proteico	79 kDa
Envio	Saco de gelo