


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Para Wb, Elisa - Q9Uhd2

Número do item: CM0000706



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para TBK1 fosforilada (Ser172). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata, autofagia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-TBK1/NAK-S172
Observações/Apelido	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Fosfo-TBK1/NAK-S172
Espécie	Humano
ID do Gene	29110 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S172 do TBK1/NAK humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHD2
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo