


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Número do item: CM0001369



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta TBK1/NAK fosforilado em Ser172. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de imunidade inata, sinalização antiviral e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-TBK1/NAK-S172 pAb de Coelho
Observações/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Fosfo-TBK1/NAK-S172
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	29110
ID do Gene	29110
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S172 do TBK1/NAK humano (NP_037386.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHD2
Peso Proteico	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo