

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Para Wb, Db, Elisa - Q13148

Número do item: CM0001763



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a S409/S410 da TDP-43 (TARDBP) humana. Validado para WB, DB e ELISA. Adequado para o estudo de mecanismos de doenças neurodegenerativas e biologia do RNA. Detecta uma banda de 45 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410 pAb de Coelho                                                  |
| Observações/Apelido | ALS10; TDP-43; Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 23435                                                                                        |
| GeneID              | 23435                                                                                        |
| Imunógeno           | Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S409&S410 da TDP-43/TARDB humana (NP_031401.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                      |
| Aplicação           | WB, DB, ELISA                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                       |
| SWISS               | Q13148                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 45kDa                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                 |