


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Tifa-T9 Para Wb E Elisa - Q96Cg3

Número do item: CM0001178



introdução

Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb detecta TIFA fosforilado em Thr-9 em amostras humanas. É adequado para WB e ELISA, sendo ideal para pesquisas de imunidade inata e sinalização de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb
Observações/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92610
GeneID	92610
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96CG3
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo