

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Trka-Y490 Para Wb E Elisa - P04629

Número do item: CM0000840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra TrkA-Y490 (NTRK1) validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo em pesquisa de sinalização neurotrófica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-TrkA-Y490
Observações/Apelido	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Fosfo-TrkA-Y490
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4914
GeneID	4914
Imunôgeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno do Y490 do TrkA humano (NP_001012331.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Envio	Bolsa de Gelo