

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707 Para Wb, Elisa - P04629-2 / Q16620

Número do item: CM0001463

introdução

O pAb de Coelho Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 detecta TrkA (Y674/675) e TrkB (Y706/707) humanos fosforilados. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de neurotrofinas e ativação de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Observações/Apêndice	NTRK1/NTRK2; Fosfo-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4914/4915
ID do Gene	4914/4915
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y674 & Y675 do TrkANTRK1 humano (NP_001012331.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04629-2/Q16620
Peso Molecular da Proteína	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
Envio	Saco de gelo