


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tsc2 (S1387) Para Wb E Elisa - P49815

Número do item: CM0001821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação contra Tuberina (TSC2) fosforilada em Ser1387. Validado para Western blot e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via mTOR e de supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-TSC2-S1387 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAM; TSC4; PPP1R160; Fosfo-TSC2-S1387
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7249
GeneID	7249
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envio	Saco de gelo