


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tsc2-T1462 Para Wb - P49815

Número do item: CM0000696



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta a fosforilação de TSC2 (Tuberina) em T1462. Adequado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Ideal para estudos de regulação de mTORC1 e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-TSC2-T1462 Coelho pAb
Observações/Apelidos	LAM; TSC4; PPP1R160; Fosfo-TSC2-T1462
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7249
ID do Gene	7249
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T1462 da TSC2 humana (NP_000539.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envio	Em bolsa de gelo