


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubiquitina Fosforilada-Ser65 Para Wb, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Número do item: CM0001301



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Ubiquitina Fosforilada-Ser65 validado para WB, ELISA. Detecta Ser65 fosforilada da ubiquitina humana; ideal para estudos de ubiquitinação, degradação proteica e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Ubiquitina-Ser65 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
Imunógeno	Pepídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S65 da Ubiquitina humana (NP_002945.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso Proteico	18kDa/15kDa/77kDa
Transporte	Saco de gelo