

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-B-Catenina-S45 Para Wb, Elisa - P35222

Número do item: CM0000912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-β-Catenina-S45 (P35222) para WB e ELISA. Detecta β-catenina endógena fosforilada em Ser45 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-β-Catenina-S45 (pAb)
Observações/Apelido	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo-β-Catenina-S45
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S45 da β-catenina humana (NP_001091679)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envio	Em saco de gelo