

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Vangl2 (S79/S82/S84) Para Wb E Elisa - Q9UIk5

Número do item: CM0001294



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para VANGL2 fosforilado nas serinas 79, 82 e 84. Validado para Western blot e ELISA, reage com amostras humanas e de rato. Adequado para estudo de polaridade celular planar e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-VANGL2-S79/S82/S84 mAb de Coelho
Observações/Alíase	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-S79/S82/S84
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	57216
GeneID	57216
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor de S79/S82/S84 do VANGL2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULK5
Peso Proteico	60kDa
Envio	Bolsa de gelo