

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vasp Fosforilada (S157) Para Wb, Elisa - P50552

Número do item: CM0001121



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-VASP Fosforilada (S157) validado para WB e ELISA em amostras humanas. Alvo é a VASP fosforilada em S157, uma proteína associada à actina fundamental na remodelação do citoesqueleto, agregação plaquetária e motilidade celular. Adequado para pesquisa em biologia vascular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Phospho-VASP-S157
Observações/Alias	VASP; Phospho-VASP-S157
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7408
ID do Gene	7408
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S157 da VASP humana (NP_003361.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo