

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Fosfo-Vasp-S157 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Número do item: CM0000791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a VASP (fosfo-S157). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade humana, de rato e camundongo. A VASP regula a dinâmica da actina, a agregação plaquetária e a migração celular. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho Fosfo-VASP-S157
Observações/Apêndice	VASP; Fosfo-VASP-S157
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7408
GeneID	7408
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de S157 da VASP humana (NP_003361.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo