

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Vasp-S239 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50552

Número do item: CM0000769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho detecta Fosfo-VASP-S239 (Proteína fosforilada estimulada por vasodilatador). Validado para Western Blot, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Rato, Rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e migração celular.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Fosfo-VASP-S239 Coelho pAb
Observações/Apelido	VASP; Fosfo-VASP-S239
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7408
GeneID	7408
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S239 do VASP humano (NP_003361.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo