

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Vegf Receptor 2-Y1175 Para Wb, Elisa - P35968

Número do item: CM0000760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Y1175 fosforilada de VEGFR2/KDR. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em angiogênese e sinalização cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175
Espécie	Humano
ID do Gene	3791
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1175 do VEGF Receptor 2 humano (NP_002244.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35968
Peso da Proteína	152 kDa
Envio	Bolsa de gelo