

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Vegf Receptor 2-Y1175 Para Wb - P35968

Número do item: CM0001159



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra o receptor VEGF 2 fosforilado em Y1175, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa em angiogênese e sinalização vascular. Reage com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit pAb
Observações/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3791
ID do Gene	3791
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1175 do Receptor VEGF 2 humano (NP_002244.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Transporte	Bolsa de gelo