


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Vimentina-S83 Para Wb, Elisa - P08670

Número do item: CM0001068



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Vimentina fosforilada em Ser83. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de rato. Detecta uma banda de ~54kDa. Adequado para estudos sobre filamentos intermediários, migração celular e transição epitélio-mesenquimal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Vimentina-S83
Observações/Apelido	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Fosfo-Vimentina-S83
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7431
ID do Gene	7431
Imunogênio	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S83 da VIM humana (NP_003371.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de Gelo