

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Yap1-S127 Para Wb, Elisa - P46937

Número do item: CM0001733



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para YAP1 fosforilado na serina 127. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa da via de sinalização Hippo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-YAP1-S127
Observações/Apelido	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Proteína 1 associada a Yes; Fosfo-YAP1-S127
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S127 do YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso Proteico	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
Envio	Saco de Gelo