

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Yap1-S127 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Número do item: CM0000970



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho fosfo-específico para YAP1 (Ser127) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o coativador transcricional YAP1 da via Hippo, um regulador chave do tamanho de órgãos e supressão tumoral. Adequado para pesquisa em câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Fosfo-YAP1-S127 Coelho pAb                                                              |
| Observações/Apelidos | YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Fosfo-YAP1-S127                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                  |
| GeneID (Humano)      | 10413                                                                                   |
| GeneID               | 10413                                                                                   |
| Imunógeno            | Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S127 da YAP1 humana (NP_001123617.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                  |
| Categoria            | Anticorpos Fosforilados                                                                 |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                |
| SWISS                | P46937                                                                                  |
| Peso da Proteína     | 54kDa                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                           |