

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Yap1-S128 Para Wb - P46937

Número do item: CM0001469



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao YAP1 fosforilado em Ser128, um efetor chave da via Hippo. Reage com amostras humanas e de camundongo, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre câncer e tamanho de órgãos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-YAP1-S128 pAb de Coelho
Observações/Apelido	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Fosfo-YAP1-S128
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10413
ID do Gene	10413
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S128 do YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo