

Pab De Coelho Anti-Fosfo-Ywhaz-S58 Para Wb E If/Icc - P63104

Número do item: CM0001098



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta especificamente YWHAZ fosforilada na serina-58. Adequado para western blot e imunofluorescência em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-YWHAZ-S58
Observações/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Fosfo-YWHAZ-S58
Espécie	Humana
ID do Gene	7534
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P63104
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo