


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fosfo-Zap70-Y319 Para Wb, Ip, Elisa - P43403

Número do item: CM0001150



introdução

Anticorpo policlonar de coelho (pAb) anti-Fosfo-ZAP70-Y319 validado para Western blotting (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA em amostras humanas. Específico para o resíduo Y319 fosforilado de ZAP70, uma quinase chave na via de sinalização do receptor de células T e pesquisa em imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Fosfo-ZAP70-Y319
Observações/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Fosfo-ZAP70-Y319
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7535
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição Y319 da ZAP70 humana (NP_001070.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Em bolsa de gelo