


## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43403/P43405

Número do item: CM0001591



### introdução

Anticorpo policlonado de coelho que reconhece fosfo-Zap70 (Y319) e fosfo-Syk (Y352).

Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para pesquisa de sinalização de linfócitos T e B.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de coelho Anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352                                                          |
| Observações/Alias   | SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 7535                                                                                                  |
| GeneID              | 7535/6850                                                                                             |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y319 da ZAP70 humana (NP_001070.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                               |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                            |
| SWISS               | P43403/P43405                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 70kDa                                                                                                 |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                         |