


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Zap70 (Y493) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43403

Número do item: CM0001417



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à ZAP70 na tirosina 493, validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização do receptor de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Fosfo-ZAP70-Y493
Observações/Apelido	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Fosfo-ZAP70-Y493
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7535
ID do Gene	7535
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y493 da ZAP70 humana (NP_001070.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo