


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfolamban Para Wb, If-P, Elisa - P26678

Número do item: CM0007076



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Fosfolamban validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo o regulador de cálcio do retículo sarcoplasmático envolvido na contratilidade do músculo cardíaco, essencial para pesquisa cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfolamban
Observações/Apelido	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; fosfolamban; Phospholamban
Espécie	Humano
ID do Gene	5350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-52 do Fosfolamban humano. (NP_002658.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P26678
Peso Proteico	6 kDa
Envio	Bolsa de Gelo