


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfolipí Scramblase 1 (PLscr1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15162

Número do item: CM0008775



introdução

Fosfolipí Scramblase 1 (PLSCR1) mAb de Coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade entre humanos, camundongos e ratos — ideal para pesquisas sobre apoptose e antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfolipí Scramblase 1 (PLSCR1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	MMTRA1B; Fosfolipí Scramblase 1 (PLSCR1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5359
GeneID	5359
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Fosfolipí Scramblase 1 (PLSCR1) humano (NP_066928.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15162
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo