


Anticorpo Policlonado Anti-Fosfolípídeo Scramblase 1 (Plscr1) Para Wb E Elisa - O15162

Número do item: CM0031052



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Fosfolípídeo Scramblase 1 (PLSCR1) humano. Validado para WB e ELISA; detecta proteína de 35 kDa. Ideal para pesquisa de apoptose, defesa viral e embaralhamento de lipídios.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Fosfolípídeo Scramblase 1 (PLSCR1) Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5359
GeneID	5359
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-318 da Fosfolípídeo Scramblase 1 (PLSCR1) humana (NP_066928.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15162
Peso da Proteína	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo