


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phox2B Para Wb, Elisa - Q99453

Número do item: CM0012625



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PHOX2B humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento de neurônios noradrenérgicos e implicado em neuroblastoma e CCHS. Adequado para pesquisas em neurociência e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PHOX2B mAb de Coelho
Observações/Apelido	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8929
ID do Gene	8929
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 215-314 do PHOX2B humano (NP_003915.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99453
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo