


Anti-Phox2B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q99453

Número do item: CM0027982



introdução

Anti-PHOX2B Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB e ELISA. Tem como alvo o PHOX2B humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição essencial para o desenvolvimento do neurônio autônomo. Ideal para pesquisas de neurobiologia, neuroblastoma e doenças do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHOX2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do PHOX2B humano (NP_003915.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99453
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo