


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phox2B Para Wb, Elisa - Q99453

Número do item: CM0022225



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-PHOX2B para WB e ELISA detecta PHOX2B humano e de camundongo, um fator de transcrição essencial para o desenvolvimento de neurônios noradrenérgicos. Ideal para pesquisas sobre neuroblastoma e cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] PHOX2B Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8929
GeneID	8929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-314 do PHOX2B humano (NP_003915.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q99453
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo